



Modalità di accesso alle prestazioni e alla documentazione

Descrizione dei test eseguibili dal laboratorio

- **Test EGFR** per variante somatica nota (si richiede modulo richiesta per analisi genetiche compilato in ogni parte e impegnativa). Tempi di refertazione: 10 giorni lavorativi
- **Test ESR1** per variante somatica nota (si richiede modulo richiesta per analisi genetiche compilato in ogni parte e impegnativa). Tempi di refertazione: 10 giorni lavorativi
- **Test NGS** (si richiede modulo richiesta compilato in ogni parte, impegnativa e Consenso informato sottoscritto dal paziente). Tempi di refertazione: 30 giorni lavorativi

Come richiedere le analisi

Il test di biopsia liquida può essere richiesto solamente dal medico specialista.

Il test di biopsia liquida deve essere richiesto via e-mail, almeno un giorno prima, al seguente indirizzo di posta elettronica:

biopsia.liquida@iov.veneto.it

Nella e-mail devono essere specificate le seguenti informazioni:

- Test che si desidera eseguire
- Cognome, Nome e data di nascita del paziente
- Giorno esatto in cui verrà eseguito il prelievo
- Il luogo di esecuzione del prelievo (reparto di appartenenza o punto prelievi IOV)

Allegare alla e-mail la seguente documentazione, debitamente compilata e firmata:

- [Modulo richiesta per analisi genetiche mediante biopsia liquida](#)
- [Informativa per il paziente e Consenso informato - Solamente per test NGS](#)
- [Impegnativa \(il codice è specificato nel modulo richiesta\)](#)

Nel caso si richieda un test doppio (es. EGFR + NGS) si può utilizzare un singolo modulo richiesta barrando entrambe le opzioni.

Dove effettuare il prelievo:



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



UOSD Oncologia di Base Sperimentale e Traslazionale

REGIONE DEL VENETO

I pazienti potranno eseguire il prelievo di sangue al Punto Prelievi IOV o presso il reparto di appartenenza di altro ospedale.

Pazienti che effettuano il prelievo al punto prelievi IOV

Il prelievo deve essere prenotato dal medico richiedente almeno un giorno prima scrivendo una mail a biopsia.liquida@iov.veneto.it. Il paziente dovrà recarsi al Punto Prelievi IOV (in via Gattamelata, 64 Primo piano) portando l'impegnativa rilasciata dal medico.

Orario punto prelievi IOV: Dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Pazienti che effettuano il prelievo presso il reparto di appartenenza

Nel caso in cui il paziente fosse impossibilitato a presentarsi al punto prelievi IOV, è possibile eseguire il prelievo da parte del reparto di degenza e spedire il materiale direttamente al laboratorio (all'indirizzo riportato di seguito). Il prelievo andrà eseguito secondo le indicazioni riportate nella seguente sezione "Istruzioni per il Prelievo".

Si consiglia di non spedire campioni il venerdì per evitare ritardi nella processazione.

I tubi utilizzati per il prelievo sono specifici (Streck) e, se necessario, possono essere richiesti tramite mail a biopsia.liquida@iov.veneto.it che può fornirli previo corriere da voi prenotato alla Torre della Ricerca all'indirizzo sotto indicato.

N.B. i tubi streck si conservano a Temperatura ambiente (20°C-25°C)

Indirizzo di spedizione del prelievo:

*UOSD Oncologia di base sperimentale e traslazionale, telefono 049 821-6160/6161/1256
7° piano SUD - TORRE DELLA RICERCA, CORSO STATI UNITI 4, 35127 Padova
Dott.ssa Valeria Tosello, Dott. Stefano Longo, Dott. Andrea Boscolo, Dott. Elia Cappelletto*

Eccezionalmente, se ci sono delle impossibilità a spedire dei campioni a questo indirizzo, è possibile utilizzare l'indirizzo della sede IOV/segreteria IDMO:

*Palazzina Immunologia, tel 049 821-. 5861/5875
Via Gattamelata 64, 35128 Padova
Prof. Stefano Indraccolo*

Istruzioni per il prelievo:

1. Effettuare un prelievo di sangue venoso dal paziente negli appositi tubi Streck (anticoagulante specifico).



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



REGIONE DEL VENETO

UOSD Oncologia di Base Sperimentale e Traslazionale

- 2.** Prelevare i seguenti volumi di sangue in base al test richiesto (ogni tubo Streck può contenere circa 10ml di sangue)
 - a.** Test singolo (EGFR / ESR1 / NGS): 20ml di sangue diviso in 2 tubi Streck
 - b.** Test combinato (es. EGFR + NGS / ESR1 + NGS): 30ml di sangue diviso in 3 tubi Streck.
- 3.** Dopo il prelievo mescolare lentamente almeno 10 volte la provetta con il sangue per inversione.
- 4.** Conservare i tubi streck a Temperatura ambiente (20°C-25°C).

I tubi streck devono essere identificati con etichetta o, qualora non possibile, a mano riportando nominativo del paziente e data del prelievo. Non verranno ritenuti idonei tubi non siglati pur avendo l'impegnativa e il modulo richiesta allegato.